

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ  
**Пелюшка гігієнічна поглинаюча з ручками торгової марки IGAR**

1. Перед використанням перевірити термін придатності медичного виробу.
  2. Діставши з упаковки, розмістити та зафіксувати медичний виріб на горизонтальній поверхні, що контактує з джерелом вологи та біологічних рідин. Для зручності використання медичного виробу ручки мають бути розправлені та розміщені по бокам.  
Медичний виріб може бути використаний для перекладання, перенесення та транспортування пацієнта за умови, що його вага не перевищує вагу, зазначену на медичному виробі (упаковці медичного виробу).  
Медичний виріб може бути використаний для застеляння, ліжок, стільців, візків та будь-яких інших поверхонь, що вимагають захисту від вологи та біологічних рідин.
  3. Після проведення гігієнічних процедур та/або зниження поглинаючої дії медичний виріб підлягає заміні на новий.
- Увага!
1. Зберігати в недоступному для дітей місці, уникати надмірно високих температур, надмірної вологості повітря та прямого сонячного світла.
  2. Після використання утилізувати відповідно до вимог національних стандартів.
  3. Не використовувати медичний виріб повторно, лише для одноразового використання.

Назва модифікації медичного виробу українською мовою
Пелюшка гігієнічна поглинаюча з ручками торгової марки IGAR, 75 × 90 см
Пелюшка гігієнічна поглинаюча з ручками торгової марки IGAR, 75 × 210 см



Місце виробництва  
(Виробничі потужності)

Виробник **Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"**  
місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103,  
телефон/факс: +380445853455  
**СУЧЖОУ СУНІНГ АНДЕРПАД КО., ЛТД.**  
**(SUZHOU SUNING UNDERPAD CO., LTD.)**  
№ 70, Йонг Ан Роад Ксугуан, Нью Дістрікт, 215151 Сучжоу, Китайська  
Народна Республіка  
(№ 70, Yong An Road Xuguan, New District, 215151 Suzhou, People's  
Republic of China)

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від "02" жовтня 2013 року №753, про що видано Декларацію про відповідність.



**В.Г. Биков**

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 02.03.2020

Сторінка 1 з 1