

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ
Пластирі медичні RiverPlast торгової марки "IGAR"

1. Перед використанням перевірити термін придатності медичного виробу.
2. Безпосередньо перед використанням відрізвавши необхідну довжину, накласти медичний виріб, притиснувши клейкі краї до поверхні місця накладення.
3. Зберігати у недоступному для дітей місці, уникати надмірно високих температур, надмірної вологості повітря та прямого сонячного світла.
4. Не накладати медичний виріб на відкриті рани.
5. Не використовувати медичний виріб повторно, лише для одноразового використання.

Назва модифікації медичного виробу українською мовою
Пластир медичний RiverPlast торгової марки "IGAR" тип Класичний (на бавовняній основі) 1 x 500 см
Пластир медичний RiverPlast торгової марки "IGAR" тип Класичний (на бавовняній основі) 2 x 500 см
Пластир медичний RiverPlast торгової марки "IGAR" тип Класичний (на бавовняній основі) 3 x 500 см
Пластир медичний RiverPlast торгової марки "IGAR" тип Класичний (на бавовняній основі) 5 x 500 см
Пластир медичний RiverPlast торгової марки "IGAR" тип Ультрапор (на нетканій основі) 1 x 500 см
Пластир медичний RiverPlast торгової марки "IGAR" тип Ультрапор (на нетканій основі) 2 x 500 см
Пластир медичний RiverPlast торгової марки "IGAR" тип Ультрапор (на нетканій основі) 3 x 500 см
Пластир медичний RiverPlast торгової марки "IGAR" тип Ультрапор (на нетканій основі) 5 x 500 см
Пластир медичний RiverPlast торгової марки "IGAR" тип Лайтпор (на основі спанлейс) 1 x 500 см
Пластир медичний RiverPlast торгової марки "IGAR" тип Лайтпор (на основі спанлейс) 2 x 500 см
Пластир медичний RiverPlast торгової марки "IGAR" тип Лайтпор (на основі спанлейс) 3 x 500 см
Пластир медичний RiverPlast торгової марки "IGAR" тип Лайтпор (на основі спанлейс) 5 x 500 см
Пластир медичний RiverPlast торгової марки "IGAR" тип Прозорий (на поліетиленовій основі) 1 x 500 см
Пластир медичний RiverPlast торгової марки "IGAR" тип Прозорий (на поліетиленовій основі) 2 x 500 см
Пластир медичний RiverPlast торгової марки "IGAR" тип Прозорий (на поліетиленовій основі) 3 x 500 см
Пластир медичний RiverPlast торгової марки "IGAR" тип Прозорий (на поліетиленовій основі) 5 x 500 см
Пластир медичний RiverPlast торгової марки "IGAR" тип Еластик (на еластичній основі) 1 x 500 см
Пластир медичний RiverPlast торгової марки "IGAR" тип Еластик (на еластичній основі) 2 x 500 см
Пластир медичний RiverPlast торгової марки "IGAR" тип Еластик (на еластичній основі) 3 x 500 см
Пластир медичний RiverPlast торгової марки "IGAR" тип Еластик (на еластичній основі) 5 x 500 см
Пластир медичний RiverPlast торгової марки "IGAR" тип Еластик (на еластичній основі) 7,5 x 500 см
Пластир медичний RiverPlast торгової марки "IGAR" тип Еластик (на еластичній основі) 10 x 500 см



Виробник **Товариство з обмеженою відповідальністю "IGAR"**

місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103,
телефон/факс: +380445853455


Місце виробництва **Changzhou Major Medical Products Co., Ltd.,**
(Виробничі потужності) Hexi Beiyang, Zouqu Town, 213144, Changzhou City, Jiangsu Province, China

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від "02" жовтня 2013 року №753, про що видано Декларацію про відповідність.

Директор



М.П.



В.Г. Биков