

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ
Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR

1. Перед використанням перевірити цілісність індивідуальної упаковки та термін придатності медичного виробу.
2. Розкриття індивідуальної упаковки здійснюється безпосередньо перед використанням медичного виробу.
3. Медичний виріб використовується виключно медичним персоналом відповідної кваліфікації у стерильних клінічних умовах. Використання медичного виробу має відповідати хірургічним процедурам з врахуванням сфери застосування, що застосовуються до хірургічних шовних матеріалів, що не розсмоктуються.
4. Зберігати у недоступному для дітей місці, уникати надмірно високих температур, надмірної вологості повітря та прямого сонячного світла.
5. Не використовувати медичний виріб у разі пошкодження упаковки та/або після контакту з нестерильною поверхнею.
6. Не використовувати медичний виріб повторно, лише для одноразового використання.
7. Повторна стерилізація медичного виробу не дозволяється.
8. Розкрита упаковка, використаний або невикористаний медичний виріб підлягають утилізації відповідно до вимог національних стандартів.

Назва модифікації медичного виробу українською мовою
Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 11/0 (Метричний розмір 0.1)
Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 10/0 (Метричний розмір 0.2)
Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 9/0 (Метричний розмір 0.3)
Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 8/0 (Метричний розмір 0.4)
Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 7/0 (Метричний розмір 0.5)
Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 6/0 (Метричний розмір 0.7)
Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 5/0 (Метричний розмір 1.0)
Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 4/0 (Метричний розмір 1.5)
Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 3/0 (Метричний розмір 2.0)
Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 2/0 (Метричний розмір 3.0)
Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 0 (Метричний розмір 3.5)
Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 1 (Метричний розмір 4.0)
Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 2 (Метричний розмір 5.0)
Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 3 (Метричний розмір 6.0)
Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 4 (Метричний розмір 6.0)
Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 5 (Метричний розмір 7.0)
Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 6 (Метричний розмір 8.0)
Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 7 (Метричний розмір 9.0)
Шовк натуральний хірургічний без голки стерильний торгової марки IGAR, USP розмір 8 (Метричний розмір 10.0)



UA.TR.067

Виробник **Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"**
 місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103,
 телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва **Huaiyin Medical Instruments Co., Ltd.,**
 (Виробничі потужності) № 8 West Ming Yuan Road, 223003, Huaian, China

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від "02" жовтня 2013 року №753, про що видано Декларацію про відповідність.

Директор



В.Г. Биков
В.Г. Биков

Сторінка 1 з 1