



Найменування продукції:

**Рукавички латексні оглядові нестерильні припудрені Semperscare  
Розміри XS (5-6), S (6-7), M (7-8), L (8-9), XL (9-10)**

**Сфера використання:**

В медичних та стоматологічних цілях. Рукавички надягає на руки медичний та пов'язаний з медициною персоналу під час огляду пацієнтів для запобігання зараження пацієнтів та медичного персоналу.

**Інструкція з використання:**

1. розірвати герметичний пакет по шву.
2. Вийняти рукавички з паперової обгортки.
3. Після надягання витерти залишки пудри з рукавичок стерильною вологою серветкою.

Зберігати у прохолодному та сухому місці без пилу, уникайте вентиляції та зберігання поблизу від фотокопіювального обладнання. Захищайте рукавички від джерел ультрафіолетового світла, сонячного світла та окисників. Необхідно уникати зберігання при температурі вище 30°C, яке призводить до прискореного старіння.

**Увага!**

Цей продукт містить натуральний латекс, який може викликати алергічну реакцію, включаючи анафілактичну! Цей продукт містить акселератори, які можуть викликати алергію в деяких осіб.

З повагою,

/підпис/

М. Капеллер МА

Продакт-менеджер

Печатка Семперіт (Semperit)

Semperit Technische Produkte Gesellschaft mbH (Семперіт Техніше Продукте Гесельшафт мБХ)

Модесентерштрассе 22, 1031 Відень