



Найменування продукції:

Катетери для ін'єкцій типу метелик «ІГАР»

Інструкція щодо використання

Специфікація
Катетери для ін'єкцій типу метелик «ІГАР», розмір 20G
Катетери для ін'єкцій типу метелик «ІГАР», розмір 21G
Катетери для ін'єкцій типу метелик «ІГАР», розмір 22G
Катетери для ін'єкцій типу метелик «ІГАР», розмір 23G
Катетери для ін'єкцій типу метелик «ІГАР», розмір 24G
Катетери для ін'єкцій типу метелик «ІГАР», розмір 25G
Катетери для ін'єкцій типу метелик «ІГАР», розмір 26G
Катетери для ін'єкцій типу метелик «ІГАР», розмір 27G

Інструкція щодо використання:

1. Використати одразу після відкриття упаковки з інфузійною або трансфузійною системою.
2. Після використання катетер має бути утилізованим відповідно до національних вимог.
3. Зберігати в сухому прохолодному місці, уникати температур вище 40С.
4. Захищати від прямих сонячних променів, ультрафіолету та вологості.

Увага:

5. Стерилізовано оксидом етилену.
6. Стерильне, якщо упаковку не пошкоджено.
7. Тільки для одноразового використання.
8. Тільки для використання в клінічних умовах.

З повагою

Ксуан Ціньді – Генеральний директор

Завод: Анху Ізівей Медікал Саплайз Ко., Лтд. (Anhui Easyway Medical Supplies Co., Ltd)