

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Виробництво: LATEXX PARTNERS BERHAD, Lot 18374, Jalan Perusahaan 3, Kamunting Industrial Estate, 34600 Kamunting, Perak, Malaysia для Semperit Investments Asia Pte Ltd 8 Jurong Town Hall Road, #29-03 to 06 The JTC Summit, Singapore 609434

Звіт	Застосовано останні видання всіх стандартів		
Рукавички медичні оглядові нітрилові Sempercare Nitrile Skin2 нестерильні неприпудрені			
Продукт: Семперкеар Нітрил Скін2 (Sempercare Nitrile Skin2) (10x200) (EU)-NCM-06FE Нітрилові оглядові рукавички Специфікація рукавичок: US-NOME-6FE Дата поставки: 16/07/2017, Одеса	Розмір :	Дата виготовлення:	Серія:
	XS	2017-05	L4012 -0001
	S	2017-05	L701129-002
	S	2017-05	L701130-002
	S	2017-05	L701131-002
	M	2017-05	L701920-003
	M	2017-05	L701921-003
	M	2017-05	L701922-003
	M	2017-05	L701923-003
	L	2017-05	L701395-004
	L	2017-05	L701396-004
			Термін придатності:
			04-2020
			04-2020
			04-2020
			04-2020
			04-2020
			04-2020
			04-2020
			04-2020

Сертифікат якості

Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра-великий	Всього
Кількість рукавичок	220 000	1 780 000	2 360 000	1 100 000		5 460 000
А) тест на надування повітрям (згідно з EN455-1)	Рівень перевірки: G1, AQL4.0, багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1:1999					
Кількість перевірених рукавичок	315	945	1 260	630		3 150
Кількість дефектних рукавичок	3	18	12	20		53
Відповідність:	так	так	так	так		
Б) Візуальне оцінення рукавичок	Рівень перевірки: G1, AQL6.5, багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1:1999					
Кількість перевірених рукавичок	315	600	800	400		2 115
Кількість дефектних рукавичок	4	13	18	18		53
Відповідність:	так	так	так	так		

В) Кількісний перерахунок рукавичок в груповій упаковці						
Середня кількість рукавичок у груповій упаковці, шт	199	200	200	201		
Відповідність:	так	так	так	так		

Г) Розміри в мм	Згідно з ASTM D 6319-10					
Ширина: середнє значення, мм	75	86	97	107		
Довжина, середнє значення, мм	242	245	248	244		

Д) Товщина рукавичок, мм	Згідно з ASTM D 6319-10					
Товщина в області зап'ястя (середнє значення), мм	0,05	0,05	0,05	0,05		
Товщина в області долоні (середнє значення), мм	0,07	0,06	0,06	0,06		
Товщина в області пальців (середнє значення), мм	0,09	0,09	0,09	0,10		

Загальний висновок лабораторії: відповідають

Повідомлено/підпис/
(Спеціаліст відділу забезпечення якості)

Дата: 14.06.2017

Відмітки щодо звіту:

Затверджено/підпис/
(Керівник відділу забезпечення якості)

Дата: 14.06.2017

Рукавички мають текстуровану структуру долоні та пальців, мають валик на манжеті.

Для одноразового використання.

Групова упаковка 200 шт (100 пар).

Транспортний короб 2000 шт (1000 пар).

Даний документ є перекладом Сертифікату Виробника продукції- Siam Sempermed Corporation Ltd.

Декларація № 4-04/2016 від 12.04.2016 р. про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів.

Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.



[Handwritten signature]