

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ
Пелюшка гігієнічна поглинаюча торгової марки IGAR

1. Перед використанням перевірити термін придатності медичного виробу.
2. Діставши з упаковки, розмістити та зафіксувати медичний виріб на горизонтальній поверхні, що контактує з джерелом вологи та біологічних рідин.
3. Після проведення гігієнічних процедур та/або зниження поглинаючої дії медичний виріб підлягає заміні на новий.

Увага!

1. Зберігати у недоступному для дітей місці, уникати надмірно високих температур, надмірної вологості повітря та прямого сонячного світла.
2. Після використання утилізувати відповідно до вимог національних стандартів.
3. Не використовувати медичний виріб повторно, лише для одноразового застосування.

Назва модифікації медичного виробу українською мовою
Пелюшка гігієнічна поглинаюча торгової марки IGAR, 40 × 60 см
Пелюшка гігієнічна поглинаюча торгової марки IGAR, 60 × 60 см
Пелюшка гігієнічна поглинаюча торгової марки IGAR, 90 × 60 см



Виробник **Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"**
місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103,
телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва **Danyang Jinjing Hygiene Products Co., Ltd.,**
(Виробничі потужності) **New Century Industrial Park, Danyang City, Jiangsu Province, China**

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від "02" жовтня 2013 року №753, про що видано Декларацію про відповідність.

Директор

М.П.




В.Г. Биков

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 04.12.2017

Сторінка 1 з 1