

**ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ**  
**Рукавички медичні оглядові латексні Sempercare нестерильні неприпудрені**

1. Перед використанням перевірити термін придатності медичного виробу, очистити та висушити руки.
2. Перед використанням перевірити на цілісність та одягти на руку медичний виріб, враховуючи відповідність розміру, зазначеного на упаковці.
3. Зберігати у недоступному для дітей місці, уникати надмірно високих температур, надмірної вологості повітря та прямого сонячного світла.
4. Не використовувати медичний виріб повторно, лише для одноразового використання.
5. Не використовувати медичний виріб у разі його пошкодження та протягом більш ніж двох годин поспіль, компоненти медичного виробу можуть викликати алергічну реакцію у деяких користувачів.
6. Використаний або невикористаний медичний виріб підлягають утилізації відповідно до вимог національних стандартів.

Назва модифікації медичного виробу українською мовою
Рукавички медичні оглядові латексні Sempercare Edition нестерильні неприпудрені розмір XS (5-6)
Рукавички медичні оглядові латексні Sempercare Edition нестерильні неприпудрені розмір S (6-7)
Рукавички медичні оглядові латексні Sempercare Edition нестерильні неприпудрені розмір M (7-8)
Рукавички медичні оглядові латексні Sempercare Edition нестерильні неприпудрені розмір L (8-9)
Рукавички медичні оглядові латексні Sempercare Edition нестерильні неприпудрені розмір XL (9-10)
Рукавички медичні оглядові латексні Sempercare Edition IC нестерильні неприпудрені розмір XS (5-6)
Рукавички медичні оглядові латексні Sempercare Edition IC нестерильні неприпудрені розмір S (6-7)
Рукавички медичні оглядові латексні Sempercare Edition IC нестерильні неприпудрені розмір M (7-8)
Рукавички медичні оглядові латексні Sempercare Edition IC нестерильні неприпудрені розмір L (8-9)
Рукавички медичні оглядові латексні Sempercare Edition IC нестерильні неприпудрені розмір XL (9-10)
Рукавички медичні оглядові латексні Sempercare Premium нестерильні неприпудрені розмір XS (5-6)
Рукавички медичні оглядові латексні Sempercare Premium нестерильні неприпудрені розмір S (6-7)
Рукавички медичні оглядові латексні Sempercare Premium нестерильні неприпудрені розмір M (7-8)
Рукавички медичні оглядові латексні Sempercare Premium нестерильні неприпудрені розмір L (8-9)
Рукавички медичні оглядові латексні Sempercare Premium нестерильні неприпудрені розмір XL (9-10)




Виробник	<b>Semperit Investments Asia Pte Ltd</b> 8 Jurong Town Hall Road, #29-03 to 06 The JTC Summit, Singapore 609434
Місце виробництва (Виробничі потужності)	<b>LATEXX PARTNERS BERHAD</b> Lot 18374, Jalan Perusahaan 3, Kamunting Industrial Estate, 34600 Kamunting, Perak, Malaysia
Місце виробництва (Виробничі потужності)	<b>Siam Sempermed Corporation Limited</b> 10 Soi 10, Phetkasem Road, Hatyai, Songkhla 90110 Thailand
Місце виробництва (Виробничі потужності)	<b>Sri Trang Gloves (Thailand) Co., Ltd.</b> 10 Soi 10, Phetkasem Road, Hatyai, Songkhla 90110 Thailand

**Уповноважений представник в Україні: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР",**  
код ЄДРПОУ 19243202, місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від "02" жовтня 2013 року №753, про що видано Декларацію про відповідність.

Директор

М.П.

**В.Г. Биков**

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 20.09.2017

Сторінка 1 з 1