

Фактична адреса:  
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,  
УКРАЇНА, 03057  
Місцезнаходження:  
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,  
УКРАЇНА, 01103  
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)  
E-mail: info@igar.com.ua



Business address:  
20, METALISTIV Str., KYIV,  
03057, UKRAINE  
Registered address:  
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,  
01103, UKRAINE  
phone/fax 380-44-585-34-55  
380-44-585-34-56  
E-mail: info@igar.com.ua

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

26.08.2022

Виробник: **Semperit Investments Asia Pte Ltd.**

8 Jurong Town Hall Road, #29-03 to 06 The JTC Summit, Singapore 609434

Місце виробництва (Виробничі потужності): **LATEXX PARTNERS BERHAD**

Lot 18374, Jalan Perusahaan 3, Kamunting Industrial Estate, 34600 Kamunting, Taiping, Perak, Malaysia

|   |                         |   |                           |                  |                            |
|---|-------------------------|---|---------------------------|------------------|----------------------------|
| Звіт  |                         | Застосовано останні видання всіх стандартів |                           |                  |                            |
| <b>Рукавички медичні оглядові нітрилові Sempercure Nitrile Skin<sup>2</sup> нестерильні неприпудрені</b>                  |                         |   |                           |                  |                            |
| <b>Продукт: Семперкеар Нітрил Скін<sup>2</sup> (Sempercure Nitrile Skin<sup>2</sup>)<br/>Нітрилові оглядові рукавички</b> |                         | <b>Розмір:</b>                              | <b>Дата виготовлення:</b> | <b>Серія:</b>    | <b>Термін придатності:</b> |
|   |                         | XS  | 2022.08                   | 2022-08 L01 0001 | 2025.07                    |
|   |                         | S   | 2022.08                   | 2022-08 L01 0002 | 2025.07                    |
|   |                         | M   | 2022.08                   | 2022-08 L01 0003 | 2025.07                    |
|   |                         | L   | 2022.08                   | 2022-08 L01 0004 | 2025.07                    |
| <b>Розбив за розмірами</b>  | <b>Екстра-маленький</b> | <b>Маленький</b>                            | <b>Середній</b>           | <b>Великий</b>   | <b>Всього</b>              |
| Кількість рукавичок   | 280 000                 | 1 520 000                                   | 2 614 000                 | 1 040 000        | 5 454 000                  |

|  |                      |          |          |            |                  |
|--|----------------------|----------|----------|------------|------------------|
| <b>1. Розміри в мм</b>                                   | Згідно з ASTM D 6319 |          |          |            |                  |
| Ширина долоні: середнє значення, мм                      | 74<br>78             | 85<br>88 | 95<br>98 | 105<br>108 |                  |
| Довжина, середнє значення, мм                            | 247                  | 246      | 247      | 248        |                  |
| Товщина в області зап'ястя (середнє значення), мм        | 0.05                 | 0.05     | 0.05     | 0.05       |                  |
| Товщина в області долоні (середнє значення), мм          | 0.07                 | 0.06     | 0.06     | 0.06       |                  |
| Товщина в області пальців (середнє значення), мм         | 0.09                 | 0.08     | 0.09     | 0.09       |                  |
| <b>2. Тест на функціональність та зовнішній вигляд</b>   |                      |          |          |            |                  |
| Бар'єрні властивості                                     | G1 AQL 1.5           |          |          | Відповідає |                  |
| Зовнішній вигляд   | G1 AQL 2.5           |          |          | Відповідає |                  |
| <b>3. Фізичні властивості</b>                            |                      |          |          |            | <b>Висновок:</b> |
| Міцність на розрив (до старіння) МПа, мін 25 МПа         | 32.8                 | 29.9     | 30.6     | 28.6       | відповідає       |
| Міцність на розрив (після старіння) МПа, мін 25 МПа      | 49.4                 | 33.9     | 32.3     | 31.7       | відповідає       |
| Видовження на момент розриву (до старіння) %, мін 500%   | 560                  | 600      | 540      | 540        | відповідає       |
| Видовження на момент розриву (після старіння) % мін 400% | 460                  | 480      | 460      | 460        | відповідає       |
| Сила на розрив (після                                    |                      |          |          |            | відповідає       |

|   |      |      |      |      |            |
|---|------|------|------|------|------------|
| випробування з навантаженням) N, середнє значення 6 N | 8.6  | 6.4  | 6.5  | 6.4  |            |
| Залишки пудри (вимоги: ≤2 мг)                         | 0.29 | 0.32 | 0.60 | 0.68 | відповідає |

**Загальний висновок лабораторії: відповідають**

**Повідомлено/підпис/  
(Спеціаліст відділу забезпечення  
якості)**

**Відмітки щодо звіту:**

**Затверджено/підпис/  
(Керівник відділу забезпечення якості)**

**Рукавички мають текстуровану структуру долоні та пальців, мають валик на манжеті.**

**Рукавички хлоровані.**

**Для одноразового використання.**

**Групова упаковка 200 шт (100 пар).**

**Транспортний короб 2000 шт (1000 пар).**

Даний документ є перекладом Сертифікату Виробника продукції - **Semperit Investments Asia Pte Ltd.**

**Декларація №4-04/2016 від "13" квітня 2021 року (редакція 6)** про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.