

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ
Пелюшка гігієнічна поглинаюча торгової марки IGAR

1. Перед використанням перевірити термін придатності медичного виробу.
 2. Діставши з упаковки, розмістити та зафіксувати медичний виріб на горизонтальній поверхні, що контактує з джерелом вологи та біологічних рідин.
 3. Після проведення гігієнічних процедур та/або зниження поглинаючої дії медичний виріб підлягає заміні на новий.
- Увага!
1. Зберігати у недоступному для дітей місці, уникати надмірно високих температур, надмірної вологості повітря та прямого сонячного світла.
 2. Після використання утилізувати відповідно до вимог національних стандартів.
 3. Не використовувати медичний виріб повторно, лише для одноразового застосування.

Назва модифікації медичного виробу українською мовою
Пелюшка гігієнічна поглинаюча торгової марки IGAR, 40 x 60 см
Пелюшка гігієнічна поглинаюча торгової марки IGAR, 60 x 60 см
Пелюшка гігієнічна поглинаюча торгової марки IGAR, 90 x 60 см




Виробник **Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"**
місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103,
телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва **CİFTÇİLER BİRLİK KAGİTÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ - SAKARYA BRANCH**
(Виробничі потужності) (ÇİFTÇİLER BİRLİK KAĞITÇILIK ANONİM ŞİRKETİ – SAKARYA BRANCH)
3. Organize Sanayi Bölgesi, 10.Yol, No: 79, Sogutlu, Sakarya, Turkey
(3. Organize Sanayi Bölgesi, 10. Yol, No:79, Söğütlü, Sakarya, Türkiye)

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від "02" жовтня 2013 року №753, про що видано Декларацію про відповідність.

Директор

М.П.


В.Г. Биков

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 18.11.2021

Сторінка 1 з 1