

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Березень 2026

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс
+380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Чанжоу Кенно Медікал Інструментс Ко., Лтд.
(Changzhou Kenno Medical Instruments Co., Ltd.) №2188, Лунчен Роуд, Сіньжа Стріт, Чжунлон
Дістрікт, Чанжоу 213012, Цзянсу, Китай (№ 2188, Longcheng Road, Xinzha Street, Zhonglou District,
Changzhou 213012 Jiangsu China)

Продукція: **Сечоприймач стерильний з хрестоподібним зливним клапаном торгової марки
IGAR 2000 мл**

Партія № : 202601
Виготовлено: 2026.01

Кількість в партії: 50 000 штук
Термін придатності: 2031.01

Цим підтверджується, що для кожної партії вказаних вище товарів було проведено перевірку перед
відправкою та видано Сертифікат аналізу, який підтверджує якість продукції в партії.

Ми гарантуємо, що після нашої перевірки шляхом випадкового відбору, дана партія продукції відповідає
вимогам виробництва за системою управління якістю відповідно до ДСТУ EN ISO 13485 та є відповідно
кваліфікованою.

СЕРТИФІКАТ СТЕРИЛЬНОСТІ

Березень 2026

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс
+380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Чанжоу Кенно Медікал Інструментс Ко., Лтд.
(Changzhou Kenno Medical Instruments Co., Ltd.) №2188, Лунчен Роуд, Сіньжа Стріт, Чжунлон
Дістрікт, Чанжоу 213012, Цзянсу, Китай (№ 2188, Longcheng Road, Xinzha Street, Zhonglou District,
Changzhou 213012 Jiangsu China)

Продукція: **Сечоприймач стерильний з хрестоподібним зливним клапаном торгової марки
IGAR 2000 мл**

Партія № : 202601
Виготовлено: 2026.01

Кількість в партії: 50 000 штук
Термін придатності: 2031.01

Цим підтверджується, що вказану партію продукції було простерилізовано газом епоксидного етану
перед відправкою.

Ми гарантуємо, що сечоприймачі стерильні зі зливом торгової марки IGAR, які пройшли
стерилізаційний процес, є стерильними та безпечними для тканин людини.

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Березень 2026

Продукція: **Сечоприймач стерильний з хрестоподібним зливним клапаном торгової марки
IGAR 2000 мл**

Партія № : 202601
Виготовлено: 2026.01

Кількість в партії: 50 000 штук
Термін придатності: 2031.01

Аспект перевірки	Технічні вимоги (згідно AQL 1.0)	Результат перевірки
Зовнішній вигляд	Повна комплектація, поверхня чиста, без будь-яких чужорідних речовин	відповідає
Дренажна трубка	М'яка, гнучка, прозора та гладенька, без будь-яких механічних чужорідних речовин та перекручувань	відповідає
З'єднувальні частини	Немає зворотного відтоку з мішка з сечою. Захисний кран слід встановити у правильному положенні та відкрити.	відповідає
Герметичність без навантаження	Сечоприймач заповнюється забарвленою водою, розташовується горизонтально та перевіряється на герметичність. Потім він розташовується вертикально і знову візуально перевіряється на протікання.	відповідає
	Відсутність витoku під час перевірки газом.	відповідає
Герметичність корпусу сечоприймача	Заповніть корпус сечоприймача водою на 75%, розташуйте горизонтально, прикласти силу 200Н±10Н на протязі 1 хв., на абсорбенті не має бути мокрих плям.	відповідає
	Прикріпіть до дренажної трубки вагу в 40Н та підвісьте, корпус сечоприймача не повинен рватися.	відповідає
Рівень зворотного потоку	Рівень зворотного потоку повинен не перевищує 10мл/хв. при тиску 100Н±10Н	відповідає
Перемикач зливного крану	Повинен гнутись при використанні, не допускається протікання після використання 25 разів	відповідає
Плівка зворотного клапану	Вона повинна бути зібрана правильно, і плівка не повинна бути складена	відповідає
Стерилізація	Немає росту бактерій після 15 діб культивації при 35°C.	відповідає
Залишки ЕО	Не більше 10мкг/г	відповідає
Упакування	Друк чіткий та правильний, у відповідності до вимог, немає ушкоджень, олійних плям та бруду на упакованні.	відповідає

Висновок: Результати перевірки вказані вище відповідають вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 13485 та продукція є відповідно кваліфікованою.

Декларація №27-12/2017-IGAR від "22" грудня 2025 року (редакція 5) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.