

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Червень 2026

Виробник: **Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"**

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455
Місце виробництва (Виробничі потужності): Цзянсу Джічун Медікал Дівайсес Ко., Лтд., (Jiangsu Jichun Medical Devices Co., Ltd.), Женглу Таун, Тіаннінг 213111 Цзянсу Китай (Zhenglu Town, Tianning 213111 Jiangsu China)

Продукція: **Шприци ін'єкційні одноразового використання торгової марки IGAR**

Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR трикомпонентний 1 мл, з інтегрованою голкою 0,3 × 13 мм (30G × 1/2"), 240 000 шт
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR трикомпонентний "Луер-Сліп" 1 мл, з голкою 0,4 × 13 мм (27G × 1/2"), 400 000 шт
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR трикомпонентний "Луер-Сліп" 2 мл, з голкою 0,6 × 30 мм (23 G × 1 1/4"), 360 000 шт
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR трикомпонентний "Луер-Сліп" 5 мл, з голкою 0,7 × 38 мм (22G × 1 1/2"), 183 600 шт

Партія: 202601

Кількість: 1 183 600 штук

Дата виробництва: 2026.05

Термін придатності: 2031.05

Цим підтверджується, що для партії продукції, вказаної вище, проводиться перевірка перед відправкою.

Ми гарантуємо, що після нашої перевірки шляхом випадкового відбору, дана партія продукції відповідає вимогам виробництва за системою управління якістю відповідно до ДСТУ EN ISO 13485 та є відповідно кваліфікованою.

СЕРТИФІКАТ СТЕРИЛЬНОСТІ

Червень 2026

Виробник: **Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"**

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455
Місце виробництва (Виробничі потужності): Цзянсу Джічун Медікал Дівайсес Ко., Лтд., (Jiangsu Jichun Medical Devices Co., Ltd.), Женглу Таун, Тіаннінг 213111 Цзянсу Китай (Zhenglu Town, Tianning 213111 Jiangsu China)

Продукція: **Шприци ін'єкційні одноразового використання торгової марки IGAR**

Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR трикомпонентний 1 мл, з інтегрованою голкою 0,3 × 13 мм (30G × 1/2"), 240 000 шт
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR трикомпонентний "Луер-Сліп" 1 мл, з голкою 0,4 × 13 мм (27G × 1/2"), 400 000 шт
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR трикомпонентний "Луер-Сліп" 2 мл, з голкою 0,6 × 30 мм (23 G × 1 1/4"), 360 000 шт
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR трикомпонентний "Луер-Сліп" 5 мл, з голкою 0,7 × 38 мм (22G × 1 1/2"), 183 600 шт

Партія: 202601

Кількість: 1 183 600 штук

Дата виробництва: 2026.05

Термін придатності: 2031.05

Цим підтверджується, що партію продукції, вказану вище, було простерилізовано газом епоксидного етану перед відправкою.

Ми гарантуємо, що після нашої перевірки вказана вище продукція - шприци ін'єкційні одноразового використання торгової марки IGAR, які пройшли стерилізаційний процес є стерильними та безпечними для тканин людини.

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Червень 2026

Виробник: **Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"**

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Цзянсу Джічун Медікал Дівайсес Ко., Лтд., (Jiangsu Jichun Medical Devices Co., Ltd.), Женглу Таун, Тіаннінг 213111 Цзянсу Китай (Zhenglu Town, Tianning 213111 Jiangsu China)

Продукція: **Шприци ін'єкційні одноразового використання торгової марки IGAR**

Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR трикомпонентний 1 мл, з інтегрованою голкою 0,3 × 13 мм (30G × 1/2"), 240 000 шт
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR трикомпонентний "Луер-Сліп" 1 мл, з голкою 0,4 × 13 мм (27G × 1/2"), 400 000 шт
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR трикомпонентний "Луер-Сліп" 2 мл, з голкою 0,6 × 30 мм (23 G × 1 1/4"), 360 000 шт
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR трикомпонентний "Луер-Сліп" 5 мл, з голкою 0,7 × 38 мм (22G × 1 1/2"), 183 600 шт

Партія: 202601

Кількість: 1 183 600 штук

Дата виробництва: 2026.05

Термін придатності: 2031.05

Відповідно до стандарту ISO 8537 для:

Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR трикомпонентний **1 мл, з інтегрованою голкою 0,3 × 13 мм (30G × 1/2");**

Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR трикомпонентний "Луер-Сліп"
1 мл, з голкою 0,4 × 13 мм (27G × 1/2");

Відповідно до стандарту ISO 7886-1 для:

Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR трикомпонентний "Луер-Сліп"
2 мл, з голкою 0,6 × 30 мм (23 G × 1 1/4");

Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR трикомпонентний "Луер-Сліп"
5 мл, з голкою 0,7 × 38 мм (22G × 1 1/2");

Аспект перевірки	Технічні вимоги	Результат перевірки
Матеріал голки	Нержавіюча сталь	Відповідає
Стерильність	Виріб має бути стерильним, не повинен містити бактерій	Стерильний
Пірогенність	Має бути апірогенним	Апірогенне
Межі кислотності або лужності (1 мл, з інтегрованою голкою)	Відхилення значення РН має бути ≤ 1	0.20
Межі кислотності або лужності	Відхилення значення РН має бути ≤ 1	0.22
Межі екстрагованих металів	Колір розчину для тестування має бути більш глибокий ніж порожній еталонний розчин	Відповідає
Конусоподібне розташування	Має відповідати вимогам	Відповідає

З'єднання голки			
Відсутність витоку повітря та препарату за умови тиску та аспірації	Має відповідати вимогам		Відповідає
Зовнішній вигляд	Не повинно бути задирок, нерівностей, корпус має бути прозорим		Відповідає
Вага виробу для 1 мл з інтегрованою голкою	1 мл з інтегрованою голкою	Не менше 2.59 г	Відповідає
	1 мл	Не менше 2.79 г	
Вага виробу без голки	2 мл	не менше 2.28~2.33 г	Відповідає
	5 мл	не менше 3.9~4.0 г	
	10 мл	-	
	20 мл	-	
Загальна довжина шкали та ліміт номінальної ємності	Має відповідати вимогам		Відповідає
Конструкція поршня	Має відповідати вимогам		Відповідає
Стопорне кільце (блоківник поршня)	Одинарне стопорне кільце		Відповідає
Лубрикант	Не повинні бути видимими крапельки або частинки		Відповідає
Мертвий простір	1 мл з інтегрованою голкою	не більше 0.01 мл.	Відповідає
	1 мл	не більше 0.10 мл	Відповідає
	2 мл	не більше 0.07 мл	Відповідає
	5 мл	не більше 0.075 мл	Відповідає
	10 мл	-	-
	20 мл	-	-
Вістря голки	Має бути гострим, без задирок, нерівностей		Відповідає
З'єднання між основою та трубкою голки	1 мл з інтегрованою голкою	11 Н	Відповідає
	1 мл	22 Н	
	2 мл	34 Н	
	5 мл	40 Н	
	10 мл	-	
	20 мл	-	
Сила проколу вістря голки	1 мл з інтегрованою голкою	не більше 0.7 Н	Відповідає
	1 мл	не більше 0.7 Н	
	2 мл	не більше 0.7 Н	
	5 мл	не більше 0.85 Н	
	10 мл	-	
	20 мл	-	
Розмір голки	1 мл з інтегрованою голкою	довжина 11-14 мм, зовнішній діаметр: 0.289-0.320 мм	Відповідає
	1 мл	довжина 11-14 мм, зовнішній діаметр: 0.4-0.420 мм	

	2 мл	довжина 29.5-33.5 мм, зовнішній діаметр: 0.600-0.673 мм	
	5 мл	довжина 35.5-39.5 мм, зовнішній діаметр: 0.698-0.730 мм	
	10 мл	-	
	20 мл	-	
З'єднання між ковпачком і основою голки	З'єднання має бути міцним, ковпачок не повинен відламуватись під тиском не більше ніж 15 Н		Відповідає
Виріб нетоксичний: вміст свинцю, олова, цинку та заліза не більше <u>5 мл/л</u> , а кадмію не більше <u>0.1мл/л</u> .			Відповідає

Висновок: наведені вище результати відповідають вимогам стандартів ISO 8537 та ISO 7886-1 Система управління якістю компанії «ІГАР» відповідає вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 13485. Декларація від "16" червня 2026 року (редакція 13) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.