

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Лютий 2017

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Changzhou Major Medical Products Co., Ltd.,

Hexi Beiyang, Zouqu Town, 213144, Changzhou City, Jiangsu Province, China

Продукція: **Пластир медичний RiverPlast торгової марки «ІГАР»**

Тип: **Ультрапор**

Партія №: 201703

Кількість: 228 420 штук

Цим підтверджується, що для кожної партії вказаних вище пластирів було проведено перевірку перед відправкою та видано Сертифікат аналізу, який підтверджує якість продукції в партії.

Ми гарантуємо, що після нашої перевірки шляхом випадкового відбору, дана партія продукції відповідає вимогам стандарту EN ISO 13485:2003/AC:2009 та є відповідно кваліфікованою.

Лютий 2017

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Продукція: **Пластир медичний RiverPlast торгової марки «ІГАР»**

Тип: **Ультрапор**

Розмір:

| | | | |
|------------|----------|------------|------------|
| 1 см x 5 м | 2 см x 5 | 3 см x 5 м | 5 см x 5 м |
|------------|----------|------------|------------|

Партія №: 201703

Виготовлено: 02.2017

Термін придатності: 02.2022

| Аспект перевірки | Технічні вимоги | Результат перевірки |
|---|---|---------------------|
| Зовнішній вигляд | 1. Стрічка повинна бути чистою, без залишків пасти, рівно згорнутий. | відповідає |
| Розмір | 1. Якщо ширина менша ніж 5 см, відхилення повинно бути $\pm 1,5$ мм. Якщо ширина більша ніж 5 см, відхилення повинно бути $\pm 2,5$ мм. 2. Відхилення по довжині $\pm 1\%$. | відповідає |
| Захлест | Якщо довжина менша ніж 3 м, на стрічці захлест відсутній. Якщо довжина більша ніж 3м, захлест не повинен перевищувати один. | Відповідає |
| Кількість клейкої речовини (для класичного) | Не менш ніж 10% | 26% |
| Довжина на 10 см | Не менш ніж 280 | 314 |
| Уточна нитка на 10 см | Не менш ніж 265 | 283 |
| Вміст клейкої речовини (нетканый, поліетилен) | Не меш ніж 115 г/м^2 | 118 г/м^2 |
| Інтенсивність відриву | Не менш ніж 1,0 Н/см | 2,6 Н/см |
| Тривалість клейкості | Менш ніж 2,5 мм. | Менш ніж 2,5 мм |
| Упакування | 1. Упаковка повинна бути чистою та зрозумілою. 2. Кількість в ящику та коробці повинна бути вірною. Внутрішня упаковка повинна відповідати зовнішній упаковці. 3. Упаковка має бути ретельно запечатаною. | Відповідає |

Висновок: Вищенаведені результати відповідають вимогам відповідних норм та стандартів щодо медичних пластирів RiverPlast торгової марки «IGAR». Система управління якістю компанії Changzhou Major Medical Products Co., Ltd для виробництва медичних пластирів торгової марки «IGAR» відповідає вимогам стандарту EN ISO 13485:2003/AC:2009.

Даний документ є повним перекладом Сертифікату фабрики - Changzhou Major Medical Products Co., Ltd. Декларація № 07-08/2016-IGAR від 17 серпня 2016 року про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

