

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

Сертифікат якості

07.11.2025

Виробник: Діппед Продактс (Таїланд) Лтд. (Dipped Products (Thailand) Ltd.),
82/2 Муу 9, Тумбол Раттапум, Амфур Хуан Нінг, Сонгкхла 90220, Таїланд
(82/2 Moo 9, Tumbol Rattapum, Amphur Khuan Nieng, Songkhla 90220, Thailand)

Уповноважений представник в Україні: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, www.igar.ua, телефон/факс:
+380445853455

Серії: Для розміру S (6-7): B683701

Для розміру M (7-8): C683701

Для розміру L (8-9): D683701

Для розміру XL (9-10): E683701

Дата виготовлення: 2025-09

Дата закінчення терміну придатності: 2030-09

Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR High Risk

Розміри		Маленький (S)	Середній (M)	Великий (L)	Екстра- великий (XL)	Екстра- Екстра великий (XXL)	Всього
Кількість коробок		172	656	908	692	-	2 428
Кількість рукавичок (штук)		86 000	328 000	454 000	346 000		1 214 000
Тест на водонепроникність		35	135	187	143	-	500
Візуальний огляд/ поверхнева перевірка		35	135	187	143	-	500
Для кожного розміру		13	13	13	13	-	52
Пакування	Транспортна/пакети	4	13	18	14	-	49
	Групова/ внутрішнє пакування	4	13	18	14	-	49
Лабораторні тести	Міцність на розрив & EAB-ASTMD412	-	-	-	-	-	-
	Міцність на розрив EN-455-2	-	-	-	-	-	-
	Вміст видаленого білку	-	-	-	-	-	-
	Вміст залишку пудри	-	-	-	-	-	-

Розділ-1 Випробування на водонепроникність

ISO 2859 Загальна експертиза Рівень 1, Звичайна перевірка	AQL: 1.5		Прийнятна кількість: 14		Кількість відхилення: 15	
Дефекти	S	M	L	XL	XXL	Всього
Надриви	0	0	0	0	-	0
Видимі отвори	0	0	0	0	-	0
Маленькі отвори	0	1	1	2	-	5
Всього	0	1	1	1	-	5

Висновок: відповідає

Розділ 2 – Візуальний/ Перевірка обробки поверхні

ISO 2859 Загальна експертиза Рівень 1, Звичайна перевірка	AQL: 2.5	Прийнятна кількість: 21	Кількість відхилення: 22
--	----------	-------------------------	--------------------------

Дефекти	S	M	L	XL	XXL	Всього
Пошкоджена поверхня	0	1	0	1	-	2
Великі комки (< 10мм, < 5 мм)	0	0	0	0	-	0
Чужорідні частинки >2 мм	0	0	0	0	-	0
Плями, що не видаляються/ Брудні	0	1	1	0	-	2
Липкі у внутрішній частині/ Липкі у складці (> 10мм)	0	1	0	0	-	1
Липкі зовні / Липкі рукавички	0	0	0	1	-	1
Подвійно занурені	0	0	0	0	-	0
Без бульбашка / Вкраплення не скатані	0	0	1	0	-	1
Знежирення латексу (> 2 мм)	0	0	0	0	-	0
Полімерне нанесення	0	0	0	0	-	0
Змішаний розмір/ Змішаний вид	0	0	0	0	-	0
Всього	0	3	2	2	-	7

Висновок: відповідає

Розділ 3 - Розміри			
ISO 2859 Спеціальна експертиза Рівень 2, Звичайна перевірка	AQL: 4.0	Прийнятна кількість: 21	Кількість відхилень: 22

Опис (мм)			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Кількість рукавичок з дефектами
S	Товщи на (мм)	Пальці	0.26	0.28	0.26	0.26	0.28	0.26	0.28	0.27	0.27	0.28	0.28	0.27	0.26	00
		Долоня	0.25	0.24	0.25	0.25	0.23	0.25	0.25	0.25	0.24	0.25	0.25	0.25	0.24	00
	Ширина долоні		87	85	87	85	86	85	87	85	87	88	87	86	85	00
	Довжина		288	285	287	288	291	283	287	286	281	283	288	281	283	00
M	Товщи на(мм)	Пальці	0.26	0.26	0.26	0.27	0.28	0.28	0.28	0.27	0.28	0.26	0.25	0.27	0.26	00
		Долоня	0.24	0.24	0.24	0.26	0.25	0.25	0.26	0.25	0.25	0.24	0.23	0.25	0.24	00
	Ширина долоні		95	96	97	96	97	96	95	96	97	96	95	96	95	00
	Довжина		289	287	291	285	286	288	288	284	286	281	290	285	289	00
L	Товщи на(мм)	Пальці	0.28	0.28	0.28	0.27	0.26	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.28	0.26	00
		Долоня	0.25	0.25	0.25	0.26	0.24	0.26	0.25	0.24	0.23	0.25	0.26	0.25	0.24	00
	Ширина долоні		109	110	110	109	109	110	109	109	110	109	109	110	109	00
	Довжина		286	287	284	290	286	291	290	288	284	287	286	284	289	00
XL	Товщи на (мм)	Пальці	0.25	0.28	0.28	0.28	0.26	0.28	0.28	0.28	0.25	0.28	0.27	0.28	0.27	00
		Долоня	0.24	0.26	0.25	0.25	0.24	0.25	0.26	0.24	0.24	0.25	0.24	0.26	0.25	00
	Ширина долоні		115	115	115	114	116	115	117	115	116	117	118	117	116	00
	Довжина		288	291	285	293	286	292	291	284	290	286	290	291	290	00
XLL	Товщи на(мм)	Пальці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Долоня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ширина долоні		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Довжина		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рукавички мають валик на манжеті.; Вага рукавички: Не менше ніж 14 грам штука.; Для одноразового використання.; Групова упаковка 50 шт (25 пар).

Транспортний короб 500 шт (250 пар).

/підпис/

Головний директор з якості

Дата: 07.11.2025

Даний документ є перекладом Сертифікату Виробника продукції Діппед Продактс (Таїланд) Лтд., Декларація №36-02/2020 від "01" серпня 2024 року (редакція 2) року про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



[Handwritten signature]

Биков В.Г.