

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

Сертифікат якості

25.03.2026

Виробник: Діппед Продактс (Таїланд) Лтд. (Dipped Products (Thailand) Ltd.),
82/2 Муу 9, Тумбол Раттапум, Амфур Хуан Нінг, Сонгкхла 90220, Таїланд
(82/2 Moo 9, Tumbol Rattapum, Amphur Khuan Nieng, Songkhla 90220, Thailand)

Уповноважений представник в Україні: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, www.igar.ua, телефон/факс:
+380445853455

Серії: Для розміру S (6-7): B740942

Для розміру M (7-8): C740942

Для розміру L (8-9): D740942

Для розміру XL (9-10): E740942

Дата виготовлення: 2026-01

Дата закінчення терміну придатності: 2031-01

Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR High Risk

Розміри		Маленький (S)	Середній (M)	Великий (L)	Екстра- великий (XL)	Екстра- Екстра великий (XXL)	Всього
Кількість коробок		60	788	940	132	-	2 428
Кількість рукавичок (штук)		30 000	394 000	470 000	320 000	-	1 214 000
Тест на водонепроникність		12	162	194	143	-	500
Візуальний огляд/ поверхнева перевірка		12	162	194	143	-	500
Для кожного розміру		13	13	13	13	-	52
Пакування	Транспортна/пакети	1	16	19	14	-	49
	Групова/ внутрішнє пакування	1	16	19	14	-	49
Лабораторні тести	Міцність на розрив & EAB-ASTMD412	-	-	-	-	-	-
	Міцність на розрив EN-455-2	-	-	-	-	-	-
	Вміст видаленого білку	-	-	-	-	-	-
	Вміст залишку пудри	-	-	-	-	-	-

Розділ-1 Випробування на водонепроникність

ISO 2859 Загальна експертиза Рівень 1, Звичайна перевірка	AQL: 1.5		Прийнятна кількість: 14		Кількість відхилення: 15	
Дефекти	S	M	L	XL	XXL	Всього
Надриви	0	0	0	0	-	0
Видимі отвори	0	0	0	0	-	0
Маленькі отвори	0	2	4	2	-	7
Всього	0	2	4	1	-	7

Висновок: відповідає

Розділ 2 – Візуальний/ Перевірка обробки поверхні

ISO 2859 Загальна експертиза Рівень 1, Звичайна перевірка	AQL: 2.5	Прийнятна кількість: 21	Кількість відхилення: 22

Дефекти	S	M	L	XL	XXL	Всього
Пошкоджена поверхня	0	1	0	1	-	1
Великі комки (< 10мм, < 5 мм)	0	0	0	0	-	0
Чужорідні частинки >2 мм	0	0	0	0	-	0
Плями, що не видаляються/ Брудні	0	1	1	0	-	2
Липкі у внутрішній частині/ Липкі у складці (> 10мм)	0	2	1	0	-	5
Липкі зовні / Липкі рукавички	0	0	0	1	-	0
Подвійно занурені	0	0	0	0	-	0
Без бульбашка / Вкраплення не скатані	0	0	1	0	-	1
Знежирення латексу (> 2 мм)	0	0	0	0	-	0
Полімерне нанесення	0	0	0	0	-	0
Змішаний розмір/ Змішаний вид	0	0	0	0	-	0
Всього	0	4	3	2	-	9

Висновок: відповідає

Розділ 3 - Розміри			
ISO 2859 Спеціальна експертиза Рівень 2, Звичайна перевірка	AQL: 4.0	Прийнятна кількість: 21	Кількість відхилення: 22

	Опис (мм)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Кількість рукавичок з дефектами
	Товщина на (мм)	Пальці														
S	Товщина на (мм)	Пальці	0.27	0.26	0.26	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.27	0.26	0.26	0.26	0.27	00
		Долоня	0.24	0.24	0.23	0.24	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.24
	Ширина долоні		84	85	87	85	87	86	85	85	84	86	85	87	85	00
	Довжина		289	284	287	281	283	282	289	291	280	288	283	284	286	00
M	Товщина на(мм)	Пальці	0.26	0.27	0.26	0.27	0.27	0.26	0.26	0.27	0.26	0.26	0.26	0.27	0.26	00
		Долоня	0.24	0.23	0.25	0.24	0.24	0.24	0.25	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25	0.24	0.25
	Ширина долоні		95	97	95	96	94	97	95	96	97	98	96	95	97	00
	Довжина		288	284	281	289	289	283	280	291	283	284	286	282	289	00
L	Товщина на(мм)	Пальці	0.26	0.25	0.26	0.26	0.25	0.25	0.26	0.25	0.26	0.26	0.25	0.26	0.26	00
		Долоня	0.24	0.24	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25	0.24	0.25	0.24
	Ширина долоні		108	109	108	109	107	108	106	108	106	107	106	108	109	00
	Довжина		291	284	287	285	286	283	285	282	285	280	289	291	288	00
XL	Товщина на (мм)	Пальці	0.27	0.27	0.26	0.27	0.26	0.26	0.27	0.27	0.26	0.26	0.27	0.26	0.26	00
		Долоня	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.25	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24
	Ширина долоні		114	115	115	116	115	117	115	116	117	115	116	118	117	00
	Довжина		281	285	284	287	286	282	283	292	281	284	286	280	283	00
XLL	Товщина на(мм)	Пальці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Долоня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ширина долоні		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Довжина		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рукавички мають валик на манжеті.; Вага рукавички: Не менше ніж 14 грам штука.; Для одноразового використання.; Групова упаковка 50 шт (25 пар).

Транспортний короб 500 шт (250 пар).

/підпис/

Головний директор з якості

Дата: 25.03.2026

Даний документ є перекладом Сертифікату Виробника продукції Діппед Продактс (Таїланд) Лтд., Декларація №36-02/2020 від "01" серпня 2024 року (редакція 2) року про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.