

Фактична адреса:  
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,  
УКРАЇНА, 03057  
Місцезнаходження:  
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,  
УКРАЇНА, 01103  
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)  
E-mail: info@igar.com.ua



Business address:  
20, METALISTIV Str., KYIV,  
03057, UKRAINE  
Registered address:  
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,  
01103, UKRAINE  
phone/fax 380-44-585-34-55  
380-44-585-34-56  
E-mail: info@igar.com.ua

## Сертифікат якості

**26.05.2026**

**Виробник:** Діппед Продактс (Таїланд) Лтд. (Dipped Products (Thailand) Ltd.),  
82/2 Муу 9, Тумбол Раттапум, Амфур Хуан Нінг, Сонгкхла 90220, Таїланд  
(82/2 Moo 9, Tumbol Rattapum, Amphur Khuan Nieng, Songkhla 90220, Thailand)

**Уповноважений представник в Україні:** Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, www.igar.ua, телефон/факс:  
+380445853455

**Серії:** Для розміру S (6-7): B781702

Для розміру M (7-8): C781702

Для розміру L (8-9): D781702

Для розміру XL (9-10): E781702

Дата виготовлення: 2026-04

Дата закінчення терміну придатності: 2031-04

### Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR High Risk

Розміри		Маленький (S)	Середній (M)	Великий (L)	Екстра- великий (XL)	Екстра- Екстра великий (XXL)	Всього
Кількість коробок		60	720	1080	568	-	2 428
Кількість рукавичок (штук)		30 000	360 000	540 000	284 000	-	1 214 000
Тест на водонепроникність		12	148	223	117	-	500
Візуальний огляд/ поверхнева перевірка		12	148	223	117	-	500
Для кожного розміру		13	13	13	13	-	52
Пакування	Транспортна/пакети	1	15	22	11	-	49
	Групова/ внутрішнє пакування	1	15	22	11	-	49
Лабораторні тести	Міцність на розрив & EAB-ASTMD412	-	-	-	-	-	-
	Міцність на розрив EN-455-2	-	-	-	-	-	-
	Вміст видаленого білку	-	-	-	-	-	-
	Вміст залишку пудри	-	-	-	-	-	-

#### Розділ-1 Випробування на водонепроникність

ISO 2859 Загальна експертиза Рівень 1, Звичайна перевірка	AQL: 1.5		Прийнятна кількість: 14		Кількість відхилення: 15	
Дефекти	S	M	L	XL	XXL	Всього
Надриви	0	0	0	0	-	0
Видимі отвори	0	0	0	0	-	0
Маленькі отвори	0	1	3	2	-	6
<b>Всього</b>	0	1	3	2	-	6

**Висновок:** відповідає

#### Розділ 2 – Візуальний/ Перевірка обробки поверхні

ISO 2859 Загальна експертиза Рівень 1, Звичайна перевірка	AQL: 2.5	Прийнятна кількість: 21	Кількість відхилення: 22

Дефекти	S	M	L	XL	XXL	Всього
Пошкоджена поверхня	0	1	0	0	-	1
Великі комки (< 10мм, < 5 мм)	0	0	0	0	-	0
Чужорідні частинки >2 мм	0	0	0	0	-	0
Плями, що не видаляються/ Брудні	0	1	2	0	-	3
Липкі у внутрішній частині/ Липкі у складці (> 10мм)	0	0	1	1	-	2
Липкі зовні / Липкі рукавички	0	0	0	1	-	0
Подвійно занурені	0	0	0	0	-	0
Без бульбашка / Вкраплення не скатані	0	0	0	0	-	0
Знежирення латексу (> 2 мм)	0	0	0	0	-	0
Полімерне нанесення	0	0	0	0	-	0
Змішаний розмір/ Змішаний вид	0	0	0	0	-	0
Всього	0	2	3	1	-	6

**Висновок:** відповідає

Розділ 3 - Розміри			
ISO 2859 Спеціальна експертиза Рівень 2, Звичайна перевірка	AQL: 4.0	Прийнятна кількість: 21	Кількість відхилень: 22

	Опис (мм)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Кількість рукавичок з дефектами
	Товщина на (мм)	Пальці														
S	Товщина на (мм)	Пальці	0.26	0.27	0.26	0.27	0.26	0.27	0.26	0.27	0.25	0.26	0.26	0.27	0.25	00
		Долоня	0.23	0.25	0.24	0.24	0.22	0.24	0.25	0.25	0.24	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24
	Ширина долоні		87	88	87	89	88	86	87	88	88	87	86	89	88	00
	Довжина		289	292	284	281	286	288	285	282	280	291	284	286	282	00
M	Товщина на(мм)	Пальці	0.27	0.28	0.27	0.27	0.28	0.27	0.26	0.28	0.26	0.27	0.28	0.27	0.26	00
		Долоня	0.22	0.25	0.25	0.25	0.23	0.23	0.25	0.25	0.24	0.25	0.24	0.25	0.26	00
	Ширина долоні		99	98	97	98	97	96	98	99	98	96	97	97	99	00
	Довжина		285	284	287	289	291	286	283	286	288	283	289	281	280	00
L	Товщина на(мм)	Пальці	0.28	0.27	0.27	0.27	0.26	0.28	0.28	0.28	0.26	0.27	0.28	0.25	0.28	00
		Долоня	0.24	0.25	0.24	0.25	0.25	0.26	0.26	0.23	0.25	0.25	0.25	0.24	0.25	00
	Ширина долоні		108	107	108	109	107	108	106	106	108	109	107	108	109	00
	Довжина		287	284	286	283	288	289	291	284	286	280	283	288	290	00
XL	Товщина на (мм)	Пальці	0.27	0.28	0.28	0.26	0.28	0.27	0.27	0.27	0.28	0.27	0.28	0.27	0.27	00
		Долоня	0.26	0.26	0.25	0.24	0.24	0.24	0.25	0.26	0.26	0.24	0.25	0.25	0.25	00
	Ширина долоні		115	117	115	116	117	116	115	117	118	117	116	117	118	00
	Довжина		281	282	286	289	284	287	286	283	290	281	286	287	290	00
XLL	Товщина на(мм)	Пальці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Долоня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ширина долоні		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Довжина		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Рукавички мають валик на манжеті.; Вага рукавички: Не менше ніж 14 грам штука.; Для одноразового використання.; Групова упаковка 50 шт (25 пар).

Транспортний короб 500 шт (250 пар).

/підпис/

Головний директор з якості

Дата: 26.05.2026

Даний документ є перекладом Сертифікату Виробника продукції Діппед Продактс (Таїланд) Лтд., Декларація №36-02/2020 від "01" серпня 2024 року (редакція 2) року про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

Директор ТОВ «Ігар»



Биков В.Г.